

GiziKita

Panduan Operasional

Kalkulator Status Gizi Balita & Anak 0–60 Bulan

Berdasarkan Standar Antropometri Anak — Permenkes No. 2 Tahun 2020

Versi 1.0 — Juli 2026

Daftar Isi

1. Pendahuluan
2. Akses Aplikasi
3. Mode Perhitungan Cepat (Non-Arsip)
4. Empat Indeks Antropometri
5. Mode Arsip (Pencatatan Data)
6. Impor Data dari Excel / CSV
7. Ekspor Data ke XLSX
8. Template Impor
9. Manajemen Data
10. Pengaturan Tampilan
11. Pemecahan Masalah
12. Referensi

1. Pendahuluan

GiziKita adalah aplikasi web **offline-first** untuk menghitung status gizi balita dan anak usia 0–60 bulan berdasarkan Standar Antropometri Anak (Permenkes No. 2 Tahun 2020). Aplikasi ini bekerja 100% di browser tanpa perlu koneksi internet setelah pertama kali dimuat.

Fitur Utama

- 4 indeks antropometri: BB/U, TB/U, BB/TB, IMT/U
- Dua mode: hitung cepat (non-arsip) dan pencatatan data (arsip)
- Impor data dari file Excel (.xlsx) dan CSV
- Ekspor data ke XLSX dengan warna status
- Tema terang dan gelap
- Offline — service worker cache-first
- Responsif — mobile dan desktop

Target Pengguna

- Kader posyandu
- Tenaga kesehatan (bidan, perawat, gizi)
- Orang tua yang ingin memantau tumbuh kembang anak

2. Akses Aplikasi

Aplikasi dapat diakses melalui browser di alamat:

<https://gizikita.github.io>

Tidak perlu instalasi — buka URL dan aplikasi siap digunakan.

Penggunaan Offline

1. Buka aplikasi saat online (pertama kali).
2. Service worker akan menyimpan semua aset.
3. Kunjungan berikutnya tetap berfungsi tanpa internet.

3. Mode Perhitungan Cepat (Non-Arsip)

Mode ini digunakan untuk menghitung status gizi tanpa menyimpan data.

Langkah-langkah:

1. **Pilih indeks** — klik tombol Ringkasan, BB/U, TB/U, BB/TB, atau IMT/U di bawah judul aplikasi.
2. **Masukkan usia** — pilih Tanggal Lahir atau Usia (bulan) langsung.
3. **Pilih jenis kelamin** — Laki-laki atau Perempuan.
4. **Masukkan pengukuran** — tergantung indeks yang dipilih.
5. **Klik Hitung** — hasil akan muncul dengan status gizi, Z-score, dan kategori per indeks.

Tampilan halaman utama dengan hasil kalkulasi:

+ GiziKita

Panduan

Arsip

Ringkasan

BB/U

TB/U

BB/TB

IMT/U

Input Pengukuran

Tanggal Lahir

Usia (bulan)

Usia (bulan) *

24

Jenis Kelamin *

Laki-laki

Perempuan

Berat Badan (kg) *

Tinggi Badan (cm) *

12.5

85

Hitung

STATUS GIZI UTAMA (BB/TB)

Berisiko Gizi Lebih

BB/U

Berat Badan menurut Umur

Berat Badan Normal

Z: +0.21

TB/U

Tinggi Badan menurut Umur

Normal

Z: -0.92

BB/TB

Berat Badan menurut Tinggi Badan

Berisiko Gizi Lebih

Z: +1

IMT/U

Indeks Massa Tubuh menurut Umur

Berisiko Gizi Lebih

Z: +1.2

4. Empat Indeks Antropometri

BB/U — Berat Badan menurut Umur

Kategori	Ambang Batas Z-Score
Berat Badan Sangat Kurang	< -3 SD
Berat Badan Kurang	-3 SD s/d < -2 SD
Berat Badan Normal	-2 SD s/d +1 SD
Risiko Berat Badan Lebih	> +1 SD

TB/U — Tinggi Badan menurut Umur

Kategori	Ambang Batas Z-Score
Sangat Pendek	< -3 SD
Pendek	-3 SD s/d < -2 SD
Normal	-2 SD s/d +3 SD
Tinggi	> +3 SD

Tampilan mode BB/U (hanya field berat badan):

GiziKita

Panduan

Arsip

Ringkasan

BB/U

TB/U

BB/TB

IMT/U

BB/U — Berat Badan menurut Umur

Tanggal Lahir

Usia (bulan)

Usia (bulan) *

18

Jenis Kelamin *

Laki-laki

Perempuan

Berat Badan (kg) *

8.2

Hitung

Tampilan mode TB/U (hanya field tinggi badan):

Ringkasan BB/U TB/U BB/TB IMT/U

TB/U — Tinggi Badan menurut Umur

Tanggal Lahir

Usia (bulan)

Usia (bulan) *

36

Jenis Kelamin *

Laki-laki

Perempuan

Tinggi Badan (cm) *

92

Hitung

5. Mode Arsip (Pencatatan Data)

Mode arsip memungkinkan pencatatan dan penyimpanan data anak secara lokal di browser (IndexedDB).

Mengaktifkan Mode Arsip

Klik tombol **Arsip** (chip dengan ikon folder) di pojok kanan atas. Saat aktif, chip akan berwarna hijau toska.

Form Data Anak

- **Nama Anak** (wajib)
- **Tanggal Lahir** atau **Usia (bulan)**
- **Jenis Kelamin** (wajib)
- **Nama Orang Tua** (opsional)
- **Alamat** (opsional)
- **Tanggal Pengukuran**

Tampilan form mode arsip:

+ GiziKita

Panduan

Arsip

Ringkasan

BB/U

TB/U

BB/TB

IMT/U

Data Anak & Pengukuran

Nama Anak *

BUDI SANTOSO

Tanggal Lahir

Usia (bulan)

Tanggal Lahir *

01/15/2023

15-01-2023

Nama Orang Tua

SARI WIDODO

Alamat

JL. MERPATI NO. 10, KEC. BANJARSARI

Jenis Kelamin *

Laki-laki

Perempuan

Tanggal Ukur

07/25/2026

25-07-2026

Berat Badan (kg) *

12.5

Tinggi Badan (cm) *

85

Tampilan daftar catatan tersimpan:

Ringkasan

BB/U

TB/U

BB/TB

IMT/U

Data Anak & Pengukuran

Nama Anak *

Nama lengkap anak

Tanggal Lahir

Usia (bulan)

Usia (bulan) *

0-60

Nama Orang Tua

Opsional

Alamat

Opsional

Jenis Kelamin *

Laki-laki

Perempuan

Tanggal Ukur

07/25/2026



25-07-2026

Berat Badan (kg) *

Contoh: 8.5

Tinggi Badan (cm) *

Contoh: 65.5

6. Impor Data dari Excel / CSV

GiziKita mendukung impor data dari file Excel (.xlsx) dan CSV.

Format File

File harus memiliki kolom dengan header yang dikenali:

Kolom	Contoh	Keyword dikenali
Nama Anak	BUDI SANTOSO	nama, nama anak
JK	L atau P	jk, jenis kelamin
Tanggal Lahir	15/01/2023	tgl lahir
Berat Badan	8.5	bb, berat badan
Tinggi Badan	65	tb, tinggi badan
Tanggal Ukur	01/07/2026	tgl ukur
Nama Orang Tua	SARI	nama orang tua
Alamat	JL. MERPATI	alamat

Nama akan otomatis diubah menjadi HURUF KAPITAL.

Cara Impor

1. Aktifkan mode **Arsip**.
2. Klik tombol **Import** (ikon panah atas).
3. Pilih file Excel atau CSV.
4. Tunggu proses parsing.
5. Notifikasi akan menampilkan jumlah data yang berhasil diimpor.
6. Data tanpa pengukuran BB/TB akan tercatat sebagai **Tidak Ada Data**.

7. Ekspor Data ke XLSX

Semua catatan dapat diekspor ke file Excel (.xlsx) dengan **warna latar sel** yang menunjukkan status gizi.

Cara Ekspor

1. Pastikan mode **Arsip** aktif dan ada data tersimpan.
2. Klik tombol **XLSX** (border hijau).
3. File gizikita-data.xlsx akan terunduh.

Warna Status di Excel

Status	Warna Sel
Gizi Baik / Normal	Hijau muda
Gizi Kurang / Berisiko	Kuning
Gizi Buruk / Obesitas	Merah muda
Sangat Pendek	Merah muda
Pendek	Kuning
Tinggi	Biru muda
Tidak Ada Data	Abu-abu

8. Template Impor

Sebelum mengimpor data, disarankan mengunduh **Template** terlebih dahulu.

1. Klik tombol **Template** (ikon dokumen).
2. File template-impor-gizikita.csv akan terunduh.
3. Isi data sesuai contoh pada baris pertama.
4. Simpan sebagai CSV.
5. Import file tersebut melalui tombol **Import**.

Kolom Template

- Nama
- JK (L atau P)
- Tgl Lahir (YYYY-MM-DD atau DD/MM/YYYY)
- Tgl Ukur
- BB (kg)
- TB (cm)
- Status
- Nama Orang Tua
- Alamat

9. Manajemen Data

Penyimpanan

Semua data disimpan di **IndexedDB** browser (penyimpanan lokal). Data **tidak dikirim** ke server mana pun — 100% privat.

Kapasitas

IndexedDB memiliki kapasitas yang cukup besar (hingga 60% dari ruang disk). Untuk keamanan, disarankan:

- Ekspor data secara rutin melalui tombol XLSX.
- Hapus data yang sudah tidak diperlukan.

Hapus Semua Data

Tombol **Hapus Semua** (border merah) akan menghapus seluruh catatan. Konfirmasi diperlukan.

10. Pengaturan Tampilan

Tema Terang / Gelap

Klik ikon bulan/matahari di pojok kanan atas untuk mengganti tema. Pilihan tema akan tersimpan.

Pemilih Indeks

Di bawah judul aplikasi, terdapat deretan tombol untuk memilih indeks:

- **Ringkasan** — menampilkan semua indeks
- **BB/U** — Berat Badan menurut Umur
- **TB/U** — Tinggi Badan menurut Umur
- **BB/TB** — Berat Badan menurut Tinggi Badan
- **IMT/U** — Indeks Massa Tubuh menurut Umur

Pemilihan indeks juga menyesuaikan form input — misalnya BB/U hanya menampilkan field berat badan.

Tombol Panduan Data

Klik ikon buku di pojok kanan atas untuk melihat panduan singkat kategori status gizi.

11. Pemecahan Masalah

Tanggal tidak terbaca (NaN atau undefined)

Pastikan format tanggal yang digunakan:

- DD/MM/YYYY (contoh: 15/01/2023)
- DD-MM-YYYY
- DD.MM.YYYY
- YYYY-MM-DD

Data tidak muncul setelah impor

1. Periksa format file — pastikan CSV atau XLSX.
2. Pastikan ada kolom dengan header yang dikenali.
3. Cek notifikasi — mungkin data terdeteksi duplikat.

Kalkulasi tidak berjalan

Pastikan usia 0–60 bulan, BB dan TB diisi, jenis kelamin dipilih.

Aplikasi tidak bisa offline

Pastikan aplikasi sudah dimuat saat online setidaknya satu kali.

12. Referensi

- **Permenkes No. 2 Tahun 2020** tentang Standar Antropometri Anak
- **WHO Child Growth Standards** untuk anak usia 0–5 tahun
- **WHO Reference 2007** untuk anak usia 5–18 tahun
- Kode sumber: <https://github.com/gizikita/gizikita>
- Aplikasi: <https://gizikita.github.io>